



## FFP2-Masken (VE 30 Stk.)

Diese partikelfiltrierenden Halbmasken bieten wirksamen Schutz gegen Partikel, Tröpfchen und Aerosole. Genau wie die medizinischen Vlies-Masken unterliegen sie strengen Kontrollen und Gesetzen. FFP2-Masken müssen mindestens 94% der Testaerosole filtern und sind nach Prüfnorm EN 149:20021+A1:2009 zertifiziert. Mit Hilfe des CE-Kennzeichens und der vierstelligen Kennnummer auf der Maske wird diese offiziell bestätigt.

### Details

€ 58,80 (je VE 30 Stk.)

- Gewicht: 0,25 kg (VE)
- Masken einzeln in Folie verpackt
- Mindestbestellmenge: 1 VE



1. Falten Sie die Atemschutzmaske auf



2. Ziehen Sie die beiden Gummibänder hinter Ihr Ohr



3. Biegen Sie den Nasenclip um einen nahnlosen Sitz der Atemschutzmaske zu gewährleisten



4. Abgeschlossen

